

LIEGEBIKE

INVACARE TOP END FORCE RX

DAS BIKE SPEZIELL FÜR DEN WETTKAMPF AUF TOPNIVEAU.

- Das Bike ist sehr individuell anpassbar aufgrund einer vertikal und winkelverstellbaren Carbon-Rückenschale inkl. Nackenstütze, der vertikal und horizontal verstellbaren Tretlagerposition sowie der winkel- und längeneinstellbaren Fusstützen.
- Das Bike hat eine Kettenschaltung, SRAM X9, 10-fach 12-36 ,Rapid Fire, 3-fach Kettenblätter, 48-39-24, mit manueller Umwerferbetätigung.
- Die Handgriffe mit Auflagetellern sind A-förmig mit integrierten Schalt und Bremsamaturen, Kurbelabstand 420mm, Kurbellänge 170mm.
- Das Bike ist mit 2x V-Brake Cane Creek SCR3 ausgestattet, wobei eine davon als Feststellbremse installiert ist.
- Als zusätzliche Ausstattung hat das Bike einen Rückspiegel, einen Auffahrschutz und eine Warnfahne.

Gesamtlänge	2200 mm
Radstand	1524 mm
Spurbreite	600 mm
Gewicht	15,6 Kg.
Räder	3x26 Zoll Doppelwandfelge mit Schwalbe ONE Bereifung
Baujahr	2013
Rahmenfarbe	Rot

AKTUELLER PREIS - 4200 €*

VERKAUFSPREIS NEU - ~~5743,76 €~~

* Das Bike ist in einem Sehr guten Zustand, der Rahmen hat Abriebspuren.

Bei Interesse können Sie sich mit unserem Reha-Fachberater in Verbindung setzen und die Einzelheiten der Bezahlung und Abholung des Artikels besprechen.

Alexander Renz

Tel.: 07071 4104-157

Mail: alexander.renz@brillinger.de

